

1,10-FENANTROLIN MONOHYDRÁT


o-fenantrolin monohydrát

CAS: 5144-89-8

Vzorec: $C_{12}H_8N_2 \cdot H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	198,24
Indikátor:	redoxní
Redoxní potenciál E_0 [V] při pH = 0 a 20 °C:	+1,14
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	bledě modrá - červená
Pracovní roztok:	0,695 g $FeSO_4 \cdot 7 H_2O$ a 1,487 g indikátoru v 100 ml H_2O



1,10-FENANTROLIN MONOHYDRÁT

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H301-H410
-------------------	-----------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	10 g	F 10101
min 99 %, p.a.	25 g	F 10102

1,10-FENANTROLIN MONOHYDRÁT

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H301-H400-H410
-------------------	----------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
---------	--------	------------------

min 99 %, p.a., ACS	5 g	R.9113.2
min 99 %, p.a., ACS	25 g	R.9113.3
min 99 %, p.a., ACS	50 g	R.9113.1