

1,3-DIMETHYL-2-IMIDAZOLIDINON ROTISOLV® Headspace Grade

DMEU, N,N'-dimethylethylenurea, DMI


Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

CAS: 80-73-9

Vzorec: C₅H₁₀N₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	114,15
Hustota:	1,06 g·cm ⁻³
Voda:	max 0,04 %
Index lomu (20 °C):	1,470-1,473
Bezp. věty (GHS):	H302-H318-H373



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %	500 ml	R.HN48.1