

1,5-DIFENYLKARBAZID


DPC

CAS: 140-22-7

Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	242,28
Indikátor:	redoxní, Cr ^{VI} , Fe, Cd, Hg, Mg
Pracovní roztok:	1 g v 100 ml acetonu okyseleném kapkou ledové kys. octové
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	bezbarvá - fialová



1,5-DIFENYLKARBAZID

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H319-H315-H335
-------------------	----------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a.	25 g	D 18101

1,5-DIFENYLKARBAZID

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, p.a., ACS	10 g	R.2696.1
min 97 %, p.a., ACS	25 g	R.2696.2
min 97 %, p.a., ACS	100 g	R.2696.3