

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUORBORÁT


BMIM BF₄

CAS: 174501-65-6

Vzorec: C₈H₁₅BF₄N₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	226,01
Hustota:	1,21 g·cm ⁻³
Bod tání:	-75 °C
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	25 g	R.2014.1
min 99 %	100 g	R.2014.2