

1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUORBORÁT


HMIM BF₄

CAS: 244193-50-8

Vzorec: C₁₀H₁₉BF₄N₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	254,08
Hustota:	1,148 g·cm ⁻³
Bod tání:	-82 °C
Bezp. věty (GHS):	H315-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	25 g	R.2070.1
min 99 %	100 g	R.2070.2