

1-METHYL-1-PROPYLPIPERIDINIUM BIS-(TRIFLUORMETHYLSULFONYL)IMID



PMPip BTA

CAS: 608140-12-1

Vzorec: C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	422,41
Hustota:	1,413 g·cm ⁻³
Bod tání:	9 °C
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	25 g	R.2095.1
min 99 %	100 g	R.2095.2