

1-METHYL-3-OKTYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUORFOSFÁT


OMIM PF₆

CAS: 304680-36-2

Vzorec: C₁₂H₂₃F₆N₂P

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	340,29
Hustota:	1,237 g·cm ⁻³
Bod tání:	~ -70 °C
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99%	25 g	R.2076.1
min 99%	100 g	R.2076.2