

10× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL

CELLPURE® sterilní roztok **P**hosphate **B**uffered **S**aline

- Vyvážený roztok solí pro buněčné kultury
- Roztok PBS je hojně využíván v buněčných a tkáňových kulturách (např.: ředění buněčných kultur před počítáním, promývání buněk před transfekcí nebo pasáží aťžákím atp.)
- Sterilní
- Pouze pro výzkumné účely

Technické parametry

Hodnota pH :	7,3-7,5
Osmolarita:	284-324 mOsm/kg
Endotoxiny:	≤1,0 EU/ml



10× PBS Roti®-CELL bez Ca/Mg

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
CELLPURE® roztok PBS bez Ca/Mg, 10× koncentrovaný	1 l	plast	R.9150.1