

2-BUTOXYETHYLACETÁT


ethylenglykol monobutylether acetát, 1-acetoxy-2-butoxyethan, EGBEA

CAS: 112-07-2

Vzorec: C₈H₁₆O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	160,21
Hustota:	0,94 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H312+H332



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 l	R.8009.1
min 98 %, čistý	2,5 l	R.8009.2