

20× SSC Pufr zásobní Roti®-Stock

Zásobní roztok pufru SSC pro Southern- a Northern hybridizaci

- Roztok chloridu sodného a citronanu sodného lze použít neředěný či naředěný sterilní vodou 10×, 6×, 1× nebo 0,1× jako všestranný pufr pro blotting, hybridizaci, aj.

Technické parametry

Složení pracovního roztoku (20× SSC):

3,0 M NaCl 0,3 M Citrát sodný pH 7,0



Roti®-Stock 20× SSC zásobní roztok

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
BioScience-Grade, sterilní	1 l	sklo	R.1054.1