

2',7'-DICHLORFLUORESCEIN

Pevný nebo jako roztok (0,2 g v 100 ml IPA) připravený k použití pro TLC k detekci lipidů.

CAS: 76-54-0

Vzorec: C₂₀H₁₀Cl₂O₅


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

401,20

Bezp. věty (GHS) - pro sprej:

H225-H319-H336



Čistota	Balení	Katalogové číslo
sprej pro TLC	100 ml	R.CP36.1
p.a., ACS	5 g	R.X866.1
p.a., ACS	1 g	R.X866.2
p.a., ACS	25 g	R.X866.3
p.a., ACS	50 g	R.X866.4

Roztok je dodáván ve standardní zásobní lahvi připraven k naplnění do vhodného spreje