

## 2D třepačka s nakláněním WS 10 | EDMUND BÜHLER

Univerzální třepačka s nakláněním

- Analogové nastavení hodnot rychlosti a času
- Pomalé naklánění s lineární rychlostí pohybu

### Technické parametry

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Maximální zatížení:  | 10 kg                         |
| Frekvence naklánění: | 1 až 23 kyvů za minutu        |
| Úhel výkyvu:         | fixně 5 °                     |
| Časovač :            | 0 až 120 min nebo kontinuálně |
| Rozměry plošiny:     | 340 x 340 mm                  |
| Napájení:            | 230 V, 50/60 Hz, 29 W         |
| Rozměry (š x h x v): | 355 x 450 x 205 mm            |
| Hmotnost:            | 18,5 kg                       |



2D třepačka s nakláněním WS 10

| Popis          | Katalogové číslo |
|----------------|------------------|
| Třepačka WS 10 | O611400          |

Třepačku dodáváme se standardní plošinou s protiskluznou gumovou podložkou

### Příslušenství

| Popis                                                     | Katalogové číslo |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Nástavec se 2 plošinami 340 x 340 mm pro zvýšení kapacity | O051247          |
| Plošina 340 x 340 mm pro nástavec se dvěma plošinami      | O051502          |
| Plošina 340 x 500 mm pro nástavec se dvěma plošinami      | O051413          |



Nástavec se 2 plošinami 340 x 340 mm