

3-ACETILPYRIDIN


methyl-3-pyridylketon, 1-(3-pyridinyl)-ethanon

CAS: 350-03-8

Vzorec: C₇H₇NO

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	121,14
Hustota:	1,1 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301-H315



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	10 g	R.8740.1
min 99 %, pro syntézu	50 g	R.8740.2
min 99 %, pro syntézu	100 g	R.8740.3