

3-AZIDO-7-HYDROXYKUMARIN

fluorescenční barvivo


unikátní barvivo které je fluorescenční pouze po proběhlé click-reakci

CAS: 817638-68-9

Vzorec: C₉H₅N₃O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	203,15
Absorpční maximum (po click-reakci):	404 nm (pufr, pH 7)
Emisní maximum (po click-reakci):	480 nm (pufr, pH 7)



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	1 mg	R.7811.1
min 98 %	5 mg	R.7811.2