

## 3D a 2D třepačka SH-200D-G-L a SH-200D-S-L | COLE-PARMER STUART

Stolní třepačky s nakláněním

- Dva modely - 3D pohyb třepačka SH-200D-G-L a 2D naklánění třepačka SH-200D-S-L
- Digitální nastavení hodnot rychlosti a času
- Možnost zvýšení kapacity nástavcem se dvěma plošinami
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

### Technické parametry

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Maximální zatížení:               | 10 kg                                     |
| Frekvence naklánění:              | 5 až 70 kyvů za minutu                    |
| Úhel naklánění model SH-200D-G-L: | ručně nastavitelný 3 až 12°               |
| Úhel naklánění model SH-200D-S-L: | 7°                                        |
| Rozměry plošiny:                  | 355 x 355 mm                              |
| Vzdálenost plošin:                | 125 mm (při použití plošinového nástavce) |
| Časovač :                         | 1 až 999 min, nebo kontinuálně            |
| Pracovní prostředí:               | +4 až 40 °C, max. 80 % RH                 |
| Rozměry (š x d x v):              | 360 x 420 x 170 mm                        |
| Hmotnost:                         | 10 kg                                     |



P-LAB

3D třepačka SH-200D-G-L



P-LAB

2D třepačka SH-200D-S-L

| Popis                                           | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 3D třepačka model SH-200D-G-L                   | S100551          |
| 2D třepačka model SH-200D-S-L                   | S100552          |
| Plošinový nástavec (dvě plošiny a čtyři vzpěry) | S100553          |