

## 3D a 2D třepačka SH-200D-G a SH-200D-S | COLE-PARMER STUART

Malé osobní třepačky s nakláněním

- Dva modely - 3D pohyb třepačka SH-200D-G a 2D naklánění třepačka SH-200D-S
- Digitální nastavení hodnot rychlosti a času
- Možnost zvýšení kapacity nástavcem se dvěma plošinami
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

### Technické parametry

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Maximální zatížení:             | 3 kg                                      |
| Frekvence naklánění:            | 5 až 70 kyvů za minutu                    |
| Úhel naklánění model SH-200D-G: | ručně nastavitelný 3 až 12°               |
| Úhel naklánění model SH-200D-S: | 7°                                        |
| Rozměry plošiny:                | 235 x 235 mm                              |
| Vzdálenost plošin:              | 125 mm (při použití plošinového nástavce) |
| Nastavitelná doba:              | 1 až 999 min, nebo kontinuálně            |
| Pracovní prostředí:             | +4 až +40 °C, 80 % RH                     |
| Rozměry (š x h x v):            | 240 x 300 x 150 mm                        |
| Hmotnost:                       | 5 kg                                      |



3D třepačka SH-200D-G



3D třepačka SH-200D-G s plošinovým nástavcem



2D třepačka SH-200D-S

| Popis                                           | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 3D třepačka model SH-200D-G                     | S100451          |
| 2D třepačka model SH-200D-S                     | S100452          |
| Plošinový nástavec (dvě plošiny a čtyři vzpěry) | S100453          |