

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD

p-formyldimethylamin, Ehrlichovo činidlo
Pro detekci látek obsahujících dusík


CAS: 100-10-7

Vzorec: C₉H₁₁NO

Technické parametry

Hustota:

1,03 g·cm⁻³



4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	100 g	R 78677

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a., ACS	25 g	R 78676
min 98 %, p.a., ACS	100 g	R.X867.2