

4-METHYLUMBELLIFERYL- β -D-GALAKTOPYRANOSID


MUGalaktosid
substrát glykosidázy

CAS: 6160-78-7

Vzorec: C₁₆H₁₈O₈

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	338,32
Enzym:	β -D-galaktosidáza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpuštěný
Použití:	stanovení aktivity



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro biochemii	500 mg	R.4084.1
pro biochemii	1 g	R.4084.2
pro biochemii	5 g	R.4084.3