

## 5-KARBOXYTETRAMETHYLRHODAMIN AZID


5-TAMRA-Azid  
fluorescenční barvivo

**CAS:** 1192590-89-8

**Vzorec:** C<sub>28</sub>H<sub>28</sub>N<sub>6</sub>O<sub>4</sub>

### Technické parametry

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Molekulová hmotnost:          | 512,56                                   |
| Absorpční maximum:            | 546 nm                                   |
| Emisní maximum:               | 579 nm                                   |
| Molární extinkční koeficient: | 91 000 cm <sup>-1</sup> .M <sup>-1</sup> |



| Čistota  | Balení | Katalogové číslo |
|----------|--------|------------------|
| min 95 % | 1 mg   | R.7807.1         |
| min 95 % | 5 mg   | R.7807.2         |
| min 95 % | 10 mg  | R.7807.3         |
| min 95 % | 100 mg | R.7807.4         |