

5-KARBOXYTETRAMETHYLRHODAMIN-PEG3 AZID


5-TAMRA-PEG3-Azid
fluorescenční barvivo

CAS: 1380486-02-1

Vzorec: C₃₃H₃₈N₆O₇

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	630,69
Absorpční maximum:	546 nm
Emisní maximum:	579 nm
Molární extinkční koeficient:	91 000 cm ⁻¹ .M ⁻¹



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 90 %	1 mg	R.7808.1
min 90 %	5 mg	R.7808.2
min 90 %	10 mg	R.7808.3
min 90 %	100 mg	R.7808.4