

6-CHLOR-3-INDOXYLFOSFÁT *p*-TOLUIDINOVÁ SŮL


Rose-Phos *p*-toluidine salt
substrát alkalické fosfatázy

CAS: 159954-33-3

Vzorec: C₈H₇ClNO₄P

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	354,73
Enzym:	alkalická fosfatáza
Detekce:	barvou - růžová
Produkt signalizace:	sraženina
Použití:	blotting, in situ, histochemie
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	50 mg	R.4247.1
min 98 %, pro biochemii	100 mg	R.4247.2