

6-KARBOXYFLUORESCEIN AZID


6-FAM-Azid
fluorescenční barvivo

CAS: 1386385-76-7

Vzorec: C₂₄H₁₈N₄O₆

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	458,43
Absorpční maximum:	496 nm
Emisní maximum:	516 nm
Molární extinkční koeficient:	83 000 cm ⁻¹ .M ⁻¹
Teplota skladování:	-20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %	1 mg	R.7806.1
min 95 %	5 mg	R.7806.2
min 95 %	10 mg	R.7806.3