

8-HYDROXYCHINOLIN-β-D-GLUKURONÁT Na


8-hydroxy-1-azanaftalen-β-D-glukuronid
substrát β-glukuronidázy, pro detekci E. coli

CAS: 207728-71-0

Vzorec: C₁₅H₁₄NNaO₇

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	343,27
Enzym:	β-D-glukuronidáza
Detekce:	barvou - hnědá
Produkt signalizace:	sraženina
Použití:	mikrobiologie
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	100 mg	R.8432.1
min 98 %, pro biochemii	250 mg	R.8432.2
min 98 %, pro biochemii	500 mg	R.8432.3