

ACETANILID


N-fenylethanamid

CAS: 103-84-4

Vzorec: C₈H₉NO

Technické parametry

Bezp.věty (GHS):	H302
Molekulová hmotnost:	135,17 g/mol
Hustota:	1,121 g/cm ³



ACETANILID.JPG

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro syntézu	100 g	R.1HK2.1
min 98,5 %, pro syntézu	500 g	R.1HK2.2
min 98,5 %, pro syntézu	1 kg	R.1HK2.3
min 98,5 %, pro syntézu	2,5 kg	R.1HK2.4