

ACETON pro HPLC | CARLO ERBA

dimethylketon


CAS: 67-64-1

Vzorec: C₃H₆O

- Přefiltrovaný přes 0,2μm membránový filtr

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	58,08
Hustota:	0,79 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H336-EUH066



aceton

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
pro HPLC, Isocratic grade	4 x 2,5 l	A 01901.4