


Agar Baird-Parker (základ)

Pro izolaci a vyčíslení stafylokoků

Technické parametry

pH:	6,8 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z kaseinu; 5 g masového extraktu; 1 g kvasničného extraktu; 5 g chloridu lithného; 12 g glycinu; 10 g pyruvátu sodného; 20 g agaru
Aplikace:	63 g na 1 l agaru. Přidejte emulzi vaječného žloutku s teluričnanem (R.0339.1 ; finální koncentrace 5%)



A: *Staphylococcus aureus*

B: Projasněné zóny okolo kolonií (po zvětšení) poukazují na lecitinázovou aktivitu

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79130