

Agar CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Technické parametry

pH: 7,3 ±0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 15 g peptonu z kaseinu; 5 g peptonu ze sóji; 5 g chloridu sodného; 15 g agaru

Aplikace: 40 g na 1 l agaru

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79370
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79372
Ph.Eur., pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.X937.3
Ph.Eur., pro mikrobiologii	5 kg	plast	R.X937.7

Synonymum: Agar medium B, Casein Soya Bean Digest Agar, Soy Peptone Agar, TSB Agar, Trypticasein Agar