

Agar s bengálskou červení (s chloramfenikolem)

Standardní selektivní RBC agar pro počítání kvasinek a plísní

- Přídavek chloramfenikolu inhibuje růst bakterií
- Bengálská červeň limituje velikost houbových kolonií, a tím brání přerůstání pomalu rostoucích druhů rychle rostoucími druhy

Technické parametry

pH: 7,2 ±0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 5 g peptonu; 10 g glukózy; 1 g fosforečnanu draselného; 0,5 g síranu hořečnatého; 0,1 g chloramfenikolu; 0,05 g bengálské červeně; 15 g agaru

Aplikace: 31,6 g na 1 l agaru



Agar s bengálskou červení (s chloramfenikolem)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 77241

Synonymum: RBC Agar