

AGARÓZA HEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s vysokou hodnotou EEO

CAS: 9012-36-6

- Speciální agaróza pro separaci proteinů
- Vytváří pevné, snadno transportovatelné gely i v případě gelů silných pouze 1-2 mm
- I silné gely zůstávají velmi čiré a transparentní

Technické parametry

Elektroendoosmóza (EEO):	0,23-0,26
Pevnost 1% gelu:	$\geq 750 \text{ g/cm}^2$
Pevnost 1,5% gelu:	$\geq 1\,200 \text{ g/cm}^2$
Teplota tuhnutí 1,5% gelu:	36 °C (+mn1,5 °C)
Teplota tání 1,5% gelu:	88 °C (+mn1,5 °C)
Obsah vody:	$\leq 7\%$
Množství popelovin:	$\leq 1,0\%$



AGARÓZA HEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Čistota	Balení	Katalogové číslo
HEEO ultra-quality	10 g	R 22691
HEEO ultra-quality	100 g	R 22692
HEEO ultra-quality	1 kg	R 22693