

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti® garose


Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

CAS: 9012-36-6

- Cenově výhodná agaróza pro rutinní testování nukleových kyselin a proteinů
- Vynikající dělicí schopnosti pro nukleové kyseliny v rozsahu 500 bp až 20 kb
- Vysoká pevnost gelu, mimořádně stabilní gely
- Rychle tající, nepěnová agaróza
- Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz

Technické parametry

Elektroendoosmóza (EEO):	≤ 0,12
Pevnost 1% gelu:	≥ 1 200 g/cm ²
Pevnost 1,5% gelu:	≥ 2 500 g/cm ²
Teplota tuhnutí 1,5% gelu:	36 °C (+mn2 °C)
Teplota tání 1,5% gelu:	90 - 95 °C
Obsah vody:	≤ 8,5 %
Množství popelovin:	≤ 0,6 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
Pro DNA/RNA elektroforézu	10 g	R 22671
Pro DNA/RNA elektroforézu	100 g	R 22672
Pro DNA/RNA elektroforézu	250 g	R 22675
Pro DNA/RNA elektroforézu	500 g	R 22674
Pro DNA/RNA elektroforézu	1 kg	R 22673