

AGARÓZA - TABLETY Roti® garose


Standardní agaróza s nízkou hodnotou EEO v praktické formě tablet

CAS: 9012-36-6

- Snadno použitelné tablety pro reprodukovatelnou tvorbu konstantně pevných gelů
- Agaróza vhodná pro rutinní analýzy a pro dělení PCR produktů větších než 300 bp
- Tvoří velmi pevné gely, lze je použít v koncentraci od 0,5 do 2,5 %
- Použitelná se všemi standardními pufrů a metodami barvení nukleových kyselin
- Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz

Technické parametry

Elektroendoosmóza (EEO):	~0,15
Pevnost 1% gelu:	≥ 1 200 g/cm ²
Teplota tuhnutí gelu:	37 °C (±2,0 °C)
Teplota tání gelu:	89 °C (±1,0 °C)
Obsah vody:	≤ 10 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	20 tablet	R.HP67.6
pro elfo	200 tablet	R.HP67.7
pro elfo	600 tablet	R.HP67.8