

AKRYLAMID


2-propenamid, pro přípravu elektroforetických gelů

CAS: 79-06-1

Vzorec: C₃H₅NO

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	71,08
Hustota:	1,13 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301-H340-H350-H372-H361f-H312+H332-H315-H319-H317



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a., 4x krystal.	100 g	R 79061
min 99 %, p.a., 4x krystal.	250 g	R.7906.3
min 99 %, p.a., 4x krystal.	500 g	R.7906.4
min 99 %, p.a., 4x krystal.	1 kg	R 79062
min 98 %, extra čistý, 2x krystal.	500 g	R 78711
min 98 %, extra čistý, 2x krystal.	1 kg	R 78712
min 98 %, extra čistý, 2x krystal.	2,5 kg	R.7871.3
min 98 %, extra čistý, 2x krystal.	5 kg	R.7871.4
min 99 %, BioScience Grade, 4x krystal.	100 g	R.0189.1
min 99 %, BioScience Grade, 4x krystal.	500 g	R.0189.2