

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (29:1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přidavkem bisakrylamidu (poměr 29:1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

- Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů <30 kD, oligonukleotidů DNA a na long-run DNA sekvenování

Technické parametry

Hustota:	1,03 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H332-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	100 ml	R.A121.3
pro elfo	250 ml	R.A121.1