

AKTEOSID

verbaskosid

z pavlovnie plstnaté (*Paulownia tormentosa*)


CAS: 61276-17-3

Vzorec: C₂₉H₃₆O₁₅

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

624,60



Čistota	Další materiály	Původ	Balení	Katalogové číslo
ROTICHRON [®] HPLC min 98 % referenční látka pro HPLC	certifikát analýzy, HPLC chromatogram	z pavlonie plstnaté <i>Paulownia tormentosa</i>	20 mg	R.4451.1
ROTICHRON [®] Pracovní standard	zatavená hnědá lahvička uvnitř neprůsvitného sáčku certifikát analýzy	-	50 mg	R.NC33.1
ROTI [®] STAR Primární standard pro farmaceutickou a potravinářskou analýzu	zatavená hnědá lahvička uvnitř neprůsvitného sáčku, certifikát analýzy obsahující: spektrum dokládající obsah analytu (stanoven dvěma nezávislými metodami, např. chromatograficky a pomocí k	-	10 mg	R.NE33.1
min 98%, s podrobnou analytickou dokumentací	zhruba 20-stránková dokumentace obsahující veškerá klíčová data k analytickým metodám a stanovením pomocí TLC, HPLC, ¹ H NMR, ¹³ C NMR, UV, IR, MS	z pavlonie plstnaté <i>Paulownia tormentosa</i>	20 mg	R.T891.1