

AKUTÁZA ROTI® Cell

Sterilní roztok pro šetrné oddělování adherentních buněk od kultivačních povrchů

- Roztok proteolytických a kolagenolytických enzymů z koryšů vhodný pro disociaci buněk
- Lze také použít pro rozdělování buněčných shluků
- Roztok vhodný pro velmi citlivé buňky
- Díky svým šetrným vlastnostem je roztok akutázy vynikající alternativou trypsinu
- Neporušuje membránové proteiny a lze tedy přímo provádět navazující buněčné experimenty a analýzy
- Rozmrazujte při pokojové teplotě nebo při +2°C až +8 °C
- Po rozmrazení stabilní při teplotě +2°C až +8 °C po dobu 2 měsíců

Technické parametry

pH:	6,8-7,8
Teplota skladování:	-20 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
AKUTÁZA ROTI® Cell 1x v DPBS, s fenolovou červení a EDTA	100 ml	R.1Y18.1