

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

CAS: 9048-46-8

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

~66 000



ALBUMIN, IgG-free

ALBUMIN, IgG-free

Albumin bez IgG pro použití jako stabilizující reagens v roztocích protilátek a jako blokující reagentie ve všech testech používajících k detekci protilátky

- Pro biochemii a molekulární biologii

Technické parametry

Původ:

Nový Zéland

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, IgG-free, bez proteináz	10 g	R 37371
min 98 %, IgG-free, bez proteináz	50 g	R 37372
min 98 %, IgG-free, bez proteináz	200 g	R.3737.3
min 98 %, IgG-free, bez proteináz	500 g	R.3737.4