

ALBUMIN FRAKCE V

Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %

CAS: 90604-29-8

- BSA získaný z čerstvé hovězí plazmy Cohnovou frakcionací a následnou krystalizací z alkoholového roztoku při nízké teplotě
- Široké spektrum využití v molekulární biologii (jako proteinový standard, blokující činidlo)

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	~66 000
Teplota skladování:	+4 °C
Původ:	Nový Zéland



ALBUMIN FRAKCE V

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, práškový	10 g	plast	R 80761
min 98 %, práškový	50 g	plast	R 80762
min 98 %, práškový	200 g	plast	R 80764
min 98 %, práškový	500 g	plast	R 80763
min 98 %, práškový	1 kg	plast	R.8076.5