

ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

CAS: 90604-29-8

- Testovaný na nepřítomnost biotinu, vhodný pro molekulární biologii (pro stabilizaci proteinů, enzymů a protilátek, jako blokující činidlo při hybridizaci, pro všechny biotin/streptavidinem zprostředkované testy)
- BSA získaný z čerstvé hovězí plazmy Cohnovou frakcionací a následnou krystalizací z alkoholového roztoku při nízké teplotě

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	~66 000
Teplota skladování:	+4 °C
Původ:	Nový Zéland



ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, bez biotinu	10 g	plast	R 01631
min 98 %, bez biotinu	50 g	plast	R 01632
min 98 %, bez biotinu	200 g	plast	R 01634
min 98 %, bez biotinu	500 g	plast	R 01633