

ALBUMIN FRAKCE V, bez mastných kyselin

BSA

CAS: 90604-29-8

- Pro všechny imunoeseje, stabilizaci proteinů, enzymů a použitelný jako blokovací reagentie během hybridizace
- Pro molekulární biologii

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	~66 000
Celkový obsah mastných kyselin:	max 0,01 %
Původ:	Evropa

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, bez mastných kyselin	1 g	R.0052.1
min 98 %, bez mastných kyselin	10 g	R.0052.2
min 98 %, bez mastných kyselin	50 g	R.0052.3