

ALBUMIN FRAKCE V, CELLPURE®

BSA

CAS: 90604-29-8

- Pro kultivaci eukaryotických buněk, krátkodobé kultivace citlivých buněk
- S nízkým obsahem endotoxinu

Technické parametry

Molekulová hmotnost: ~66 000

Původ: Evropa

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 % (max 15 EU/mg)	10 g	I 36841
min 98 % (max 15 EU/mg)	50 g	I 36842
min 98 % (max 15 EU/mg)	500 g	I 36843
min 98 % (max 2 EU/mg)	10 g	I 36771
min 98 % (max 2 EU/mg)	50 g	I 36772