

ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

BSA

CAS: 90604-29-8

- Pro stabilizaci enzymů a protilátek, vhodný pro ELISA a Western-blot testy, není neutralizován

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	~66 000
pH 10% roztoku:	5,2 (+mn0,4)
Původ:	Evropa



ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, práškový	10 g	R.2834.1
min 97 %, práškový	50 g	R.2834.2
min 97 %, práškový	200 g	R.2834.3
min 97 %, práškový	500 g	R.2834.4