

ALIZARIN


C.I. 58000, 1,2-dihydroxyantrachinon

CAS: 72-48-0

Vzorec: C₁₄H₈O₄

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	240,21
Indikátor:	pH 5,5 - 6,8
Barevný přechod:	žlutá - fialovočervená
Indikátor:	pH 10,1 - 12,1
Barevný přechod:	červená - fialová
Pracovní roztok:	0,5 g v 100 ml EtOH (96%)



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	25 g	R.4476.2
p.a.	50 g	R 44761
p.a.	100 g	R.4476.3