

ALUMION


triammonná sůl aurintrikarboxylové kyseliny, ATA-NH₄
pro stanovení Al, Ca, Fe^{III}, Mg

CAS: 569-58-4

Vzorec: C₂₂H₂₃N₃O₉

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	473,44
Připravený roztok:	0,2 g v 100 ml H ₂ O
Bezp. věty (GHS):	H315-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a., ACS	10 g	R.2670.1
p.a., ACS	25 g	R.2670.2
p.a., ACS	100 g	R.2670.3