

Analytické kity VISOCOLOR® alpha

Jednoduché soupravy pro orientační kolorimetrickou nebo odměrnou analýzu

- Kompletní souprava pro provedení analýzy
- Kombinovaná činidla umožňují použití pouze jednoho roztoku
- Rychlé, snadné a bezpečné stanovení

Technické parametry

Obsah soupravy: zkumavka na vzorek, lahvička se sypkým nebo tekutým činidlem, dávkovací lžička na sypké činidlo a barevná stupnice



Analyzovaná látka	Rozsah (mg/l)	Počet analýz	Použití	Katalogové číslo
Amonné soli (NH_4^+)	0 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3	50	18 měsíců	R731971
Chlor (Cl_2)	0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0	150	18 měsíců	R036271
Dusičnany (NO_3^-)	2 - 8 - 15 - 30 - 50	100	18 měsíců	R732071
Dusitany (NO_2^-)	0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,5 - 1,0	200	18 měsíců	R036471
Fosforečnany (PO_4^{3-})	2 - 5 - 10 - 15 - 20	70	2 roky	R732171

Stanovení tvrdosti vody

Tvrdost	Rozsah	Počet analýz	Expirační doba	Katalogové číslo
Uhličitanová	1 kapka = 1°d	100*	18 měsíců	R036171
Celková	1 kapka = 1°d	50*	18 měsíců	R036371
Zbytková	0,00 - 0,04 - 0,08 - 0,15 - 0,30 °d	200	1 rok	R732271

*Při průměrné tvrdosti 10°d