

Analytické kity VISOCOLOR® ECO

Soupravy pro kolorimetrickou nebo odměrnou analýzu vody

- Kompletní souprava pro provedení analýzy
- Nepoužívá toxické látky a látky škodlivé pro životní prostředí



Analyzovaná látka	Rozsah (mg/l)	Počet analýz	Použití	Katalogové číslo
Amonné soli 3 (NH_4^+)	0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3	50	18 měsíců	R036671
Amonné soli 15 (NH_4^+)	0,5-1-2-3-5-7-10-15	50	18 měsíců	M931010
Dusičnany (NO_3^-)	0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120	120	18 měsíců	R037471
Dusitany (NO_2^-)	0-0,02-0,03-0,05-0,07-0,1-0,2-0,3-0,5	150	18 měsíců	R037571
Chlor (Cl_2)	<0,1-0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,9-1,2-2,0	150	18 měsíců	R036871
Chloridy (Cl^-)	1-2-4-7-12-20-40-60	90	12 měsíců	R036971
Chrom VI (Cr)	0,02-0,05-0,10-0,15-0,20-0,30-0,40-0,50	140	18 měsíců	R037071
Fosforečnany (PO_4^{3-} - P)	0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3-5	100	3 roky	R037771
Nikl (Ni^{2+})	0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-0,9-1,2-1,5	150	18 měsíců	R732671
Křemičitany (SiO_2)	0-0,2-0,4-0,6-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0	100	3 roky	R955771
Kyanidy (CN^-)	0-0,01-0,02-0,03-0,05-0,07-0,10-0,15-0,20	100	12 měsíců	R732471
Kyanurová kyselina	10-15-20-30-40-60-80-100	100	18 měsíců	R732571
Mangan (Mn)	0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-0,9-1,2-1,5	70	18 měsíců	R955871
Měď (Cu^{2+})	0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1,0-1,5	100	2 roky	R037371
Sířičitany (SO_3^{2-})	1 kapka = 1 mg/l	60	1 rok	R955971
Sírníky (S^{2-})	0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8	90	3 roky	R956071
Vápník (Ca^{2+})	1 kapka = 5 mg/l	100	18 měsíců	R732371
Zinek (Zn^{2+})	0,0-0,5-1,0-2,0-3,0	120	12 měsíců	M931098
Železo (Fe)	0,04-0,07-0,10-0,15-0,20-0,30-0,50-1,0	100	2 roky	R037171
pH 4 - 9	pH 4,0-5,0-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0	400	3 roky	R037671
Plavecký bazén (Chlor + pH)	Cl_2 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,9-1,2-2,0 pH 6,9-7,2-7,4-7,6-7,8-8,2	150	18 měsíců	R037871

Uhličitanová tvrdost	1 kapka = 1,25°d	100	18 měsíců	R036771
Celková tvrdost	1 kapka = 1,25°d	100	18 měsíců	R037271

Kompletní souprava pro kolorimetrické stanovení obsahuje čínidla, dvě skleněné kyvety průměru 20 mm se šroubovacím uzávěrem, posuvný blok na porovnávání barev, barevnou stupnici, plastovou stříkačku 5 ml, dávkovací lžičky

*Při průměrném obsahu vápníku 50 mg/l

**Při průměrné tvrdosti 10°d