

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC

připravený roztok spreje pro detekci redukujících cukrů
0,9 ml anilinu a 1,66 g ftalové kys. v 100 ml EtOH/IPA (1:1 v/v)

CAS: 50930-79-5

Technické parametry

Bezpeč. věty (GHS):

H225-H373-H319-H336-EUH208

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro TLC	100 ml	R.CP35.1

Roztok je dodáván ve standardní zásobní lahvi připraven k naplnění do vhodného spreje