

ANTIMON - standard pro ICP-OES

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Sb

- "Traceable to SRM from NIST"
- Kyselina je čištěna pomocí destilace pod bodem varu
- Pro přípravu roztoku je použita voda a kyselina nejvyšší kvality
- Složení standardu je ověřeno gravimetricky a pomocí ICP
- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu (obvykle min 99,999 %)

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319-H335
Garantovaná čistota:	±0,2 %
Počet měřených stopových nečistot (ppt):	max 70
Expirace:	24 měsíců neotevřená lahev, 12 měsíců od doby otevření
Materiál láhve:	HDPE
Velikost balení:	100 ml

Prvek	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Katalogové číslo
Sb	1 000	20% HCl	R.2398.1
Sb	10 000	20% HCl	R.2489.1