

ARSEN - standard pro ICP-OES

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: As

- "Traceable to SRM from NIST"
- Kyselina je čištěna pomocí destilace pod bodem varu
- Pro přípravu roztoku je použita voda a kyselina nejvyšší kvality
- Složení standardu je ověřeno gravimetricky a pomocí ICP
- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu (obvykle min 99,999 %)

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319-H350-H412
Garantovaná čistota:	±0,2 %
Počet měřených stopových nečistot (ppt):	max 70
Expirace:	24 měsíců neotevřená lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
H ₃ AsO ₄	1 000	2% HNO ₃	30 ml	R.2399.2
H ₃ AsO ₄	1 000	2% HNO ₃	100 ml	R.2399.1
H ₃ AsO ₄	10 000	2% HNO ₃	100 ml	R.2491.1