

ATP Na₂ TRIHYDRÁT


Adenosin-5-trifosfát disodná sůl trihydrát

CAS: 987-65-5

Vzorec: C₁₀H₁₄N₅O₁₃P₃Na₂ · 3H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	605,2 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{259} :	15,4 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, lyofilizovaný	1 g	plast	R.K054.1
min 98 %, lyofilizovaný	10 g	plast	R.K054.3
min 98 %, lyofilizovaný	25 g	plast	R.K054.4
min 98 %, lyofilizovaný	50 g	plast	R.K054.5