

Azide Dextrose Broth

Bujón pro detekci enterokoků

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H302-H412
pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	15 g peptonu z kaseinu; 4,5 g masového extraktu; 7,5 g glukózy; 7,5 g chloridu sodného; 0,2 g azidu sodného
Aplikace:	34,7 g (1×) nebo 69,4 g (2×) na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL79.1